




Wer kann das MyoPro System nutzen?

Das MyoPro System ist für die Verwendung durch Jugendliche und Erwachsene mit dauerhaftem Funktionsverlust oder einer Lähmung des Armes oder der Hand vorgesehen.

Die MyoPro® kann Ihnen helfen bei...

- ▶ Lähmung oder Spastik durch Schlaganfall
- ▶ Verletzung des Plexus brachialis
- ▶ Rückenmarksverletzung
- ▶ Traumatische Hirnverletzung
- ▶ Neuromuskuläre Schädigung
- ▶ Muskelschwäche



Wieder selbst bewegen „My Own Motion“

MyoPro ist die erste myoelektrische Orthese, die es ermöglicht, das Greifen, Halten, Heben und Tragen trotz des Ausfalls der Hand- und Ellenbogenfunktion durch die körpereigene Ansteuerung wieder auszuführen.

Bei der Benutzung der MyoPro-Orthese wird eine eigenständige Bewegung („My Own Motion“) ermöglicht und somit eine funktionale Nutzung von Hand und Ellenbogen mit der Orthese wiederhergestellt.

Um festzustellen, ob das MyoPro System eine geeignete Hilfsmittelversorgung darstellt, werden durch ein Vorgespräch (telefonisch) mit unserem Expertenteam, mögliche Kontraindikationen ausgeschlossen. Danach wird ein kostenfreier Eignungstest mit einer Test Orthese durchgeführt um die Eignung zu bestätigen.

Mit unserer MyoPro-Orthese helfen wir aktuell bereits vielen Menschen, die aus verschiedenen Gründen unter Lähmungen, Schwächungen oder Funktionsverlust von Hand und Arm leiden.

MyoPro®: das innovative motorbetriebene System für Arm und Hand



Werden Sie der nächste MyoPro-Anwender

Sie haben Interesse an der MyoPro? Dann melden Sie sich über die Website www.myomo.de bei uns. Teilen Sie uns mit, welche Indikation Sie haben, ob Sie unter einer Lähmung oder Spastik leiden und ob Sie links- oder rechtsseitig betroffen sind. Wir nehmen gern Kontakt zu Ihnen auf und beraten Sie unverbindlich und kostenlos.



Besonders geeignet bei Lähmung und Spastik nach Schlaganfall

Myomo Europe GmbH
Merkelstraße 15
37085 Göttingen
kontakt@myomo.de
www.myomo.de

**Wieder Greifen und Bewegen
mit der MyoPro® Armorthese**

www.myomo.de

Was ist eine MyoPro® Orthese?

Die MyoPro ist ein tragbares myoelektrisches Orthesensystem. Es bietet Menschen mit einem Funktionsverlust des Arms und der Hand aufgrund von Ereignissen wie Schlaganfall, Verletzung des Plexus brachialis oder Querschnittslähmung die Möglichkeit, diese Funktionen wiederherzustellen.

MyoPro hilft Ihnen dabei, die Aktivitäten Ihres täglichen Lebens endlich wieder mit beiden Armen auszuführen. Tragen, Halten, Greifen kann wieder möglich werden! Die Orthese ermöglicht die selbstgesteuerte Benutzung einer gelähmten Gliedmaße.

Das MyoPro System wurde für den täglichen Gebrauch entwickelt, sowohl zu Hause als auch unterwegs. Es wird individuell für Sie hergestellt und speziell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten. Die präzise Passform optimiert den Tragekomfort sowie die Funktion und den Nutzen im Alltag.



Jannis B.
Schlaganfall
MyoPro Anwender



Wie werde ich MyoPro® Anwender?

- 1 Vorgespräch**
In einem kurzen Gespräch ermittelt ein MyoPro Spezialist, ob das MyoPro System für Sie geeignet und das richtige Hilfsmittel sein kann. Wenn wir dies positiv einschätzen, organisieren wir für Sie einen Eignungstest in Ihrer Nähe.
- 2 Eignungstest**
In einem kostenlosen Eignungstest wird Ihnen das MyoPro System erklärt und von Ihnen selbst ausprobiert. Hierbei werden unter anderem die EMG-Signale (Muskelsignale) getestet und Sie können erproben, ob Sie perspektivisch in der Lage sein werden, die MyoPro-Orthese zu bedienen.
- 3 Verordnung**
Nachdem Sie Ihre erste Erfahrung mit dem MyoPro Orthesensystem gemacht haben und eine Eignung festgestellt worden ist, lassen Sie von Ihrem Arzt eine Verordnung für die Hilfsmittelversorgung ausstellen. Hierfür erhalten Sie die Dokumentation des Eignungstests zur Vorlage bei Ihrem Arzt.
- 4 Antrag beim Kostenträger**
Zertifizierte Partner der Orthopädietechnik begleiten Sie in enger Zusammenarbeit mit uns in jeder Phase des Antrags bis zur Genehmigung. Den Antrag bei Ihrem Kostenträger übernehmen unsere Partner ebenfalls für Sie.

- 5 Maßanfertigung der MyoPro Orthese**
Nachdem der Kostenträger Ihre MyoPro Orthese genehmigt hat, werden Ihre Maße genommen und ein Handscan erstellt. Auf dieser Grundlage fertigt ein Orthopädietechniker eine individuelle MyoPro-Orthese für Sie an.

- 6 Ausbildung im Gebrauch**
Sobald Ihre individuell angefertigte MyoPro-Orthese erstellt worden ist, bekommen Sie diese von Ihrem zertifizierten Orthopädietechniker übergeben. Dabei erhalten Sie auch die erste Einweisung im Umgang mit der MyoPro. Danach beginnen Sie Ihre Ausbildung im Gebrauch, welche anteilig beim Orthopädietechniker sowie einem zertifizierten Therapeuten in wohnortnahe stattfindet.



Lisa K.
Plexus brachialis Verletzung
MyoPro Anwenderin